

# Glucosefine<sup>®</sup> Pro


## Gebruuchsinformation für Stechhilfe und sterile Lanzette

### Verwendungszweck:

Mit der Glucosefine<sup>®</sup> Pro Stechhilfe können Sie in Verbindung mit einer sterilen Lanzette kapillare Blutproben für Blutzuckermessungen oder für andere Tests von der Fingerbeere und anderen Körperstellen einfach und nahezu schmerzfrei entnehmen.

### Produktübersicht und Funktion:

#### Stechhilfe




#### Die Stechhilfe ermöglicht die Einstechtiefe in 6 Stufen einzustellen:



#### Sterile Lanzette

VOR Benutzung:  
Schutzkappe drehen (1)  
und abziehen (2)




NACH Benutzung: Schutzkappe mit der flachen Seite wieder aufstecken und entsorgen

### Wichtige Hinweise:


Um das Infektionsrisiko zu reduzieren:

- Teilen Sie niemals Ihre Stechhilfe oder die Lanzetten mit anderen Personen
- Verwenden Sie stets eine neue und sterile Lanzette. Lanzetten sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Vermeiden Sie es, die Lanzetten oder Stechhilfe mit Handcreme, Ölen, Schmutz o.ä. in Kontakt zu bringen.
- Die benutzte Lanzette birgt womöglich biologische Gefahren. Entsorgen Sie sie gemäß den lokal geltenden Richtlinien in einem nadel sicheren Abwurfbehälter.
- Verwenden Sie die Lanzette nicht, wenn die Schutzkappe bei einer neuen Lanzette beschädigt ist oder fehlt.
- Bewahren Sie die Lanzette nicht in der Stechhilfe auf.
- Verwenden Sie die Lanzetten nicht nach dem Ablaufdatum. Die Sterilität bleibt 5 Jahre aufrechterhalten. Sterilisieren Sie sie nicht erneut.
- Glucosefine<sup>®</sup> Pro Lanzetten dürfen nur mit Glucosefine<sup>®</sup> oder Glucosefine<sup>®</sup> Pro Stechhilfen verwendet werden.

### Einstellen der Stechhilfe




1. Drehen Sie die Verriegelungsmarkierung in Pfeilrichtung und nehmen Sie die Kappe ab.




2. Legen Sie eine Lanzette in den Lanzettenträger ein, sodass sie fest sitzt.




3. Drehen Sie die Schutzkappe der Lanzette ab.



4. Setzen Sie die Kappe wieder auf und drehen Sie die Verriegelungsmarkierung entgegen der Pfeilrichtung, bis sie hörbar einrastet.



5. Drehen Sie die Spitze, bis die Markierung (weißer Tropfen) auf die gewünschte Einstechtiefe zeigt. Sie können aus 6 Einstechtiefen wählen.




6. Ziehen Sie die Spannvorrichtung nach hinten bis ein „Klick“-Geräusch ertönt. Der Auslöser färbt sich rot, sobald die Stechhilfe gespannt ist.  
▶ Sollte es beim Spannen nicht klicken, haben Sie die Stechhilfe evtl. schon während des Einsetzens der Lanzette gespannt.

Halten Sie die Stechhilfe hierzu nicht an der Kappe fest.

### ACHTUNG:

Bevor Sie die Blutprobe entnehmen:


- Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie sorgfältig ab.
- Wählen Sie die Einstechstelle aus.
- Reiben Sie die entsprechende Stelle etwa 20 Sekunden lang, um die Durchblutung zu fördern.



7. Punktion  
Drücken Sie die Stechhilfe fest seitlich an die Fingerbeere und drücken Sie den Auslöseknopf.



8. Heben Sie die Stechhilfe von der Entnahmestelle ab. Entfernen Sie den ersten Blutstropfen mit einem Tupfer. Drücken Sie die Einstechstelle leicht, um einen weiteren Blutstropfen zu erhalten. Bitte den Blutstropfen NICHT verschmieren.



9. Nehmen Sie zum Entfernen der Lanzette die Kappe der Stechhilfe ab und stechen Sie aus Sicherheitsgründen direkt mit der benutzten Lanzette in die Schutzkappe.



10. Schieben Sie den Lanzettenauswurf nun nach vorne, um die benutzte Lanzette zu entfernen. Entsorgen Sie die Lanzette gemäß den lokal geltenden Richtlinien.  
▶ Zur Blutentnahme an anderen Körperstellen verwenden Sie bitte die transparente Kappe.

### Messung an alternativen Körperstellen (AST)


Das Messen an anderen Körperstellen als dem Finger wird AST genannt.

Bitte lesen Sie das Kapitel AST in Ihrem Benutzerhandbuch.

Ersetzen Sie die Kappe Ihrer Stechhilfe durch die transparente Kappe.

Ziehen Sie die Spannvorrichtung zurück, bis es klickt.

Bei der Blutentnahme am Unter-, Oberarm, Hand, Oberschenkel oder Wade, vermeiden Sie es bitte, in Bereichen mit sichtbaren Venen zu stechen, um stärkere Blutungen zu vermeiden.



### Reinigung

Die Lanzette ist austauschbar und nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Halten Sie die Stechhilfe nicht unter fließendes Wasser, sondern wischen Sie sie mit einem Tuch, milder Seife und Wasser ab. Desinfizieren Sie die Kappe, indem Sie sie 10 Minuten in 70 %-Alkohol legen und lassen Sie sie anschließend gut trocknen.

Nicht in den Geschirrspüler geben und keine Reinigungsmittel verwenden.

### Legende

#### Symbol Bedeutung

- ⚠ Achtung - weitere Gebrauchsinformationen beachten
- i Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!
- ⌘ Zum Einmalgebrauch bestimmt
- 🏭 Hersteller
- 🕒 Zu verbrauchen bis
- CE Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745

#### Symbol Bedeutung

- STERILER steril (strahlen-sterilisiert)
- ⊗ Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist.
- MD Medizinprodukt
- EC REP EU Bevollmächtigter für Medizinprodukte
- LOT Chargennummer
- REF Artikelnummer
- CE XXXX Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

### Produktspezifikationen

#### Glucosefine<sup>®</sup> Pro Stechhilfe

Art.Nr.	Gesamtlänge	Max. Ø
42980105	120 mm	18 mm

### Produktspezifikationen

#### Glucosefine<sup>®</sup> Pro Blutentnahme-Lanzetten, 30G

Art.Nr.	PZN	Gesamtlänge	Max. Ø
4226009	11537140	32 mm	6,4 mm

## Glucosefine<sup>®</sup> Pro stechhilfe

TaiDoc Technology Corporation  
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,  
24888 New Taipei City, Taiwan  
www.taidoc.com



EC REP MedNet EC-REP GmbH  
Borkstraße 10, 48163 Münster, Deutschland

REF 42980105

## Glucosefine<sup>®</sup> Pro Sterile Lanzetten

Metrado GmbH  
Auf Pfulst 1  
D-66589 Merchweiler  
Tel. +49 (0)6825/952278-0  
Fax +49 (0)6825/952278-1  
www.metrado.de



0483 PZN 11537140  
4226009  
318-5010200-XXX  
GFP-LDM-MTR Rev. 2021-04-14

# Glucosefine<sup>®</sup> Pro


## Instruction manual for lancing device and sterile lancet

### Intended use:


The Glucosefine<sup>®</sup> Pro lancing device allows to collect capillary blood samples with sterile lancets for glucose monitoring or for other tests from the finger tip or alternate sites easily and almost painless.

### Product overview and features:

#### Lancing device




#### The lancing device allows to set 6 different penetration depths.



#### Sterile lancet

##### BEFORE use:

Turn protective cap (1) and remove (2)




AFTER use: Put on protection cap with the flat side and discard.

### Important notes:


To reduce the infection risk:

- Never share the lancet or the lancing device.
- Always use a new, sterile lancet. Lancets are for single use only.
- Avoid getting hand lotion, oils, dirt or debris in or on the lancets and the lancing device.
- The used lancet may potentially be biohazardous. Discard it accordingly to your local regulations.
- Do not use in case of a damaged or missing protective cap.
- Do not keep the lancet in the lancing device.
- Do not use the lancets after expiration date. Sterility will maintain for 5 years. Do not sterilize again. Glucosefine<sup>®</sup> Pro lancets are only intended for use with the Glucosefine<sup>®</sup> or Glucosefine<sup>®</sup> Pro lancing device.

### Setting up the lancing device




1. Unscrew the cap of the lancing device by turning it counter-clockwise while holding the base firmly.




2. While holding the lancet carrier, insert a new sterile lancet and push it down firmly until it is fully secured.




3. Twist the cap of the lancet off.



4. Put the cap of the lancing device back on and turn it clockwise until it snaps audibly.



5. Turn the tip until the mark (white drop) points to the requested penetration depth. You can adjust 6 penetration depths.




6. Hold the tip firmly in one hand then pull out the cocking control with the other hand until „click“-sound resonates. The release button turns red as soon as the lancing device is cocked.  
**► Should there be no "click"-sound, you may have cocked the lancing device with inserting the lancet.**

### Caution:

Before collecting the blood sample:


- Wash your hands dry completely before testing.
- Choose the puncture side.
- For a well blood circulation, please massage the skin on the puncture side for about 20 seconds to encourage blood flow.



7. Puncture  
Press the lancing device firmly against your finger tip and press the release button.



8. Remove the device from the puncture site. After penetration, remove the first drop of blood with a clean cotton swab. Gently squeeze the punctured area to obtain another drop of blood. Be careful NOT to smear the blood sample.



9. Remove the lancet by twisting the cap off and safely dispose of the used lancet by pushing the exposed tip into the desk.




10. Slide the ejector forward to remove the used lancet. Dispose of the lancet according to your local regulations.  
**► Please use the transparent cap for AST.**

### Alternative Site Testing (AST)

Testing on sites other than the fingertip is referred to as Alternative site testing (AST). Please read the Alternative Site Testing (AST) section in your operation manual before you perform AST.

Substitute the lancing device cap with the clear cap for alternative site testing. Pull the cocking control back until it clicks.

When lancing the forearm, upper arm, hand, thigh, or calf, avoid lancing the areas with obvious veins in order to prevent excess bleeding.



### Cleaning

The lancet is disposable and intended for single use only.

To clean the lancing device, use a mild soap and water to wipe clean the lancing device. Do not rinse the device under water. Desinfect the cap by placing it in 70 % alcohol for 10 minutes and then allow it to air dry.

Do not place the device in a dishwasher or use detergents.

### Symbols

#### Symbol Explanation

	Attention - See further instructions for use
	Consult instructions for use!
	Only for single use
	Manufacturer
	Use by
	This product meets the requirements of the Regulation (EU) 2017/745

#### Symbol Explanation

	Sterilized using irradiation
	Do not use if packaging is damaged
	Medical device
	EU Authorized Representative for Medical Devices
	Batch code
	Reference number
	This product fulfills the requirements of Directive 93/42/EC on medical devices

### Product specifications

#### Glucosefine<sup>®</sup> Pro lancing device

Article number	Total length	Max. Ø
42980105	120 mm	18 mm

### Product specifications

#### Glucosefine<sup>®</sup> Pro lancets, 30G

Article number	PZN	Total length	Max. Ø
4226009	11537140	32 mm	6,4 mm

## Glucosefine<sup>®</sup> Pro Lancing device

TaiDoc Technology Corporation  
 B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,  
 24888 New Taipei City, Taiwan  
 www.taidoc.com



MedNet EC-REP GmbH  
 Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

## Glucosefine<sup>®</sup> Pro Sterile Lancets

Metrado GmbH  
 Auf Pfuhlst 1  
 D-66589 Merchweiler  
 Tel. +49 (0)6825/952278-0  
 Fax +49 (0)6825/952278-1  
 www.metrado.de



PZN 11537140  
 318-5010200-XXX  
 GFP-LDM-MTR Rev. 2021-04-14