

Glucoseofine[®] Pro

Blutzucker-Mess-System

Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

- ➔ Blutmenge nur 0,5 µl
- ➔ Messergebnis nach nur 6 Sekunden
- ➔ Hämatokrit-Bereich: 20 - 65 %
- ➔ Keton-Warnung
- ➔ Extra großes Display mit Beleuchtung
- ➔ Beleuchteter Teststreifen-Einschub
- ➔ Hygienischer Teststreifen-Auswurf
- ➔ Datenauswertung per USB-Datenkabel
oder Bluetooth-Dongle
- ➔ 4 Mess-Modi einstellbar
- ➔ 4 Alarme zur Einhaltung Ihres Testplans

