



Inhalt des Glucose[®] fine Pro Messgeräte-Sets

(PZN: 11537111 / Art.-Nr. 4239006)

- Blutzucker-Messgerät
- 10 Blutzucker-Teststreifen
- Stechhilfe
- 10 Lanzetten zur Blutentnahme
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte
- Blutzuckerpass
- Funktionelles Etui
- 1 x 1,5 V AAA Batterie

Zubehör / Verbrauchsmaterial	PZN	Art.-Nr.
Glucose[®] fine Pro Blutzucker-Teststreifen (50 St.)	11537128	4209007
Glucose[®] fine Pro Lanzetten (200 St.)	11537140	4226009
Glucose[®] fine Pro Kontroll-Lösung (2 x 4 ml)	11537134	4212008
Glucose[®] fine Pro USB-Datenkabel	--	4241010
Glucose[®] fine Pro Bluetooth-Dongle	--	4224011

Technische Daten (Auszug):

Probenvolumen	0,5 µl
Messzeit	6 Sekunden
Messbereich	20-650 mg/dL (1,1-36,1 mmol/L)
Kalibrierung	Plasma-kalibriert
Probentyp	Kapillares Vollblut
Speicherkapazität	1.000 Messwerte
Gewicht	60 g (inklusive Batterien)



Noch Fragen? Wir sind gern telefonisch für Sie da!


© Gabi Moisa - Fotolia.com



METRADO GmbH
Auf Pfuhlst 1
D-66589 Merchweiler
Tel. +49 (0)6825 952278-0
www.metrado.de

Mit freundlicher Empfehlung

GFP-PIF-MTR-D Rev. 2018-04-19



Glucose[®] fine Pro
Blutzucker-Mess-System

© goodluz - Fotolia.com

Blutzucker-Mess-System:

Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

- ➔ Blutmenge nur 0,5 µl
- ➔ Messergebnis nach nur 6 Sekunden
- ➔ Hämatokrit-Bereich: 20 - 65 %
- ➔ Keton-Warnung
- ➔ Extra großes beleuchtetes Display
- ➔ Beleuchteter Teststreifen-Einschub
- ➔ Hygienischer Teststreifen-Auswurf
- ➔ Datenauswertung per USB-Datenkabel oder Bluetooth-Dongle
- ➔ 4 Mess-Modi einstellbar
- ➔ 4 Alarme zur Einhaltung Ihres Testplans



Messergebnis nach 6 Sekunden

In nur 6 Sekunden stellt das **Glucosefine[®] Pro**-Blutzucker-Mess-System zuverlässige Daten bereit.

Geringe Blutmenge

Das **Glucosefine[®] Pro**-Blutzucker-Mess-System benötigt zur Messung nur 0,5 µl Blut.

Teststreifen-Auswurf

Die praktische Auswurfaste gewährleistet die sichere Entfernung des benutzten Teststreifens. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn der Patient die Messung nicht selbst durchführt.

Extra großes Display mit Hintergrundbeleuchtung

Das extra große, beleuchtete Display ermöglicht das schnelle und sichere Ablesen der ermittelten Werte.

Einfache Bedienung

Durch große Tasten ist die Bedienung des **Glucosefine[®] Pro**-Blutzucker-Mess-Systems sehr benutzerfreundlich.